





DORA

POLTRONA
RELAX-LIFT



*Cuscino di seduta
con imbottitura
Memory Foam*





La poltrona Dora è un presidio medico sanitario. Grazie ai suoi braccioli facilmente rimovibili, facilita la seduta anche a persone con difficoltà di deambulazione. In particolare si può facilmente passare da una sedia a rotelle o da un letto direttamente alla poltrona.

Inoltre la poltrona Dora è dotata di un sistema Roller che permette di spostare la poltrona anche con una persona seduta.

- KIT ROLLER DI SERIE
- DOPPIO RIVESTIMENTO DI SERIE

1 - I due braccioli della poltrona possono essere facilmente rimossi, consentendo un più facile accesso alla seduta anche dai lati. Anche il riposizionamento dei braccioli è estremamente rapido e semplice.

2 - La pediera ha un movimento completamente indipendente da quello dello schienale, quindi può essere regolato per facilitare la circolazione del sangue negli arti inferiori anche con la schiena completamente dritta.

3 - Nella posizione relax lo schienale si abbassa a tal punto da portare il corpo in una posizione di riposo totalmente orizzontale, quindi con una distribuzione del peso su tutto il corpo ed un totale rilassamento dei muscoli.

4 - Il movimento lift alzapersona è ideale per semplificare l'assunzione della posizione eretta.

5 - Azionando il movimento lift-alzapersona si ha nella fase iniziale un sollevamento orizzontale della poltrona che permette, rimanendo seduti, di essere sollevati all'altezza di una normale sedia, quindi di avvicinarsi ad un tavolo ed avere la possibilità di operare su di esso con facilità.

6 - La poltrona Dora, è stata studiata per persone con difficoltà di deambulazione, offre anche la possibilità di inserire un tavolo regolabile che costituisce un comodo piano di appoggio per diverse attività. Piano in MDF con verniciatura goffrata color grigio fango.

PARZIALMENTE SFODERABILE

GB

DORA chair is an Italian medical health care professional system.

Thanks to its easily removable armrests, people with mobility problems can reach easier their seat position. In particular, you can easily move from a wheelchair to a bed or directly to the chair. Furthermore the Dora chair has a roller system that allows to move the chair with a person sitting on.

- KIT ROLLER STANDARD SUPPLIED
- DOUBLE STANDARD COATING

1 - The two arms of the chair can be easily removed, allowing easier access to the seat also from the sides. Also the repositioning of the arms is extremely fast and simple .

2 - The footrest has a movement completely independent from the one of the backrest, so it can be adjusted to facilitate the circulation of blood in legs with the back completely straight.

3 - In the relax position the backrest is lowered to the position to bring the body into a rest position totally horizontal, and then with a weight distribution of the whole body and a total relaxation of the muscles.

4 - The lift movement s ideal for simplifying the assumption of the upright position.

5 - Acting the lift movement, in the initial phase there is an horizontal lifting of the chair that allows, while remaining seated, to be raised to the height of a normal chair, so to get closer to a table and have the possibility to operate on it with ease.

PARTIALLY REMOVABLE COVER

F

Le fauteuil Dora est un système de soin de santé médicale.

Grace à ses accoudoirs facilement rémovibles, le système aide aux personnes ayant des problèmes de mobilité à s'asseoir. En particulier, on peut facilement passer d'un fauteuil sur roulettes ou d'un lit directement au fauteuil. En plus, le fauteuil Dora a un système de rouleaux qui permet de déplacer la chaise avec une personne assise.

- KIT ROLLER STANDARD
- DOUBLE REVÊTEMENT STANDARD

1 - Les deux accoudoirs du fauteuil peuvent être facilement enlevés, permettant un accès plus facile à l'assise également sur les côtés. En plus, le repositionnement des accoudoirs est extrêmement simple et rapide.

2 - Le repose-pied a un mouvement entièrement indépendant de celui du dossier, de façon qu'il peut être ajusté afin de faciliter la circulation du sang dans les jambes avec le dos complètement droit.

3 - Dans la position relax le dossier est baissé au point déamener le corps dans une position de repos totalement horizontal, après avec une répartition du poids sur l'ensemble du corps et une relaxation totale des muscles.

4 - Le levier est idéal pour simplifier l'assumption de la position verticale.

5 - Actionnant le mouvement releveur on a dans laphase initiale un levage horizontal du fauteuil qui permet, en restant assis, être élevé à la hauteur d'une chaise normale, afin de se rapprocher à une table pour avoir la possibilité d'y agir avec facilité.

PARTIELLEMENT DEHOUSABLE

1


2

3

4

5

6



Sistema Roller

Grazie ad un pedale posto dietro alla poltrona si fanno fuoriuscire delle ruote che consentono di spostare la poltrona anche con una persona seduta sopra



EMMEPLUS con due motori aggiunge al modello EMMERELAX 2 il dispositivo alzapersona. Emmeplus with two motors adds to EMMERELAX model 2 the lift device.

Emmeplus avec deux moteurs ajoute à EMMERELAX 2 le dispositif reléveur.